

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 magenta

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, magenta, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile, magenta, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on the right and left.

Anwendung Application

Geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Beautysalons, Friseur-, Tattoo-, Piercingstudios, Hotels, Gastronomie und Catering.

Suitable for use in medical facilities, beauty salons, hair salons, tattoo and piercing studios, hotels, restaurants, and catering establishments.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	magenta/ magenta	100 Stk./ pcs.	76564	4046153137121	18914060	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	magenta/ magenta	100 Stk./ pcs.	76565	4046153137145	18914077	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	magenta/ magenta	100 Stk./ pcs.	76566	4046153137169	18914083	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	magenta/ magenta	100 Stk./ pcs.	76567	4046153137183	18914114	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	magenta/ magenta	100 Stk./ pcs.	76568	4046153137206	18914120	10

Qualitätssicherung Quality Management

EN 455-1, -2, -3, -4

EN ISO 374-1, -2, -4, -5

EN 16523-1:2015+A1:2018

DIN EN ISO 21420:2020

AQL 1.5

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.

The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).

The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Material Material

Nitril
Nitrile

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 magenta

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

